




คู่มือสำหรับ Hosxp PCU ที่ Upgrade Structure แล้วติด error


ปัญหาจาก Version Mysql ของเครื่อง Server ไม่รองรับ คำสั่ง Upgrade Structure
ขั้นตอนมีดังนี้

1. ให้ Backup data เพื่อสำรองข้อมูลจาก โปรแกรม Hosxp PCU ออกมา
2. ติดตั้ง Hosxp PCU เวอร์ชันเต็ม HOSxP_PCU_Full_Setup_3.56.8.7.exe







- อัปเดตเวอร์ชัน Hosxp PCU เป็นเวอร์ชันล่าสุด 3.64.7.20




4. เปิดโปรแกรม Hoxp PCU พร้อมตั้งค่า Connection IP Host เป็น 127.0.0.1





5. นำฐานข้อมูลที่ ได้ Backup ออกมาจากขั้นตอนที่ 1 มา Restore Data






6. เสร็จแล้วให้ Upgrade structure ,Check/Repair Table , Serial Check ตามลำดับ





7. จากนั้นให้ Backup data เพื่อสำรองข้อมูลออกมา
8. ให้ปิดโปรแกรม Hosxp PCU แล้วเปิดเข้าใช้งานใหม่ พร้อมกำหนดการตั้งค่า Connection Host ให้ใส่ IP ของเครื่อง Server CentOS



9. Login เข้าใช้งาน นำฐานข้อมูลที่ ได้ Backup ออกมาจากขั้นตอนที่ 7 มา Restore Data

10. ทดสอบเข้าใช้งานโปรแกรมส่งออก 43 แพ้ม (BMSHOSxPStandard43Export)

ถ้าขึ้นหน้าจอตามรูปด้านล่าง สามารถใช้งานโปรแกรมส่งออก 43 แพ้มได้

Application: BMS43StandardExportMainForm

Application: BMS43StandardExportMainForm

Start Export: 2564, Start date: 1/5/2564, End date: 5/5/2564

Options: ส่งข้อมูลตาราง nutrition ออกทั้งหมด, ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Local SQLite

No.	Table	Status
1.	CHRONIC	Export
2.	NCDSCREEN	Export
3.	DEATH	Export
4.	SERVICE	Export
5.	DIAGNOSIS_OPD	Export
6.	DRUG_OPD	Export
7.	PROCEDURE_OPD	Export
8.	APPOINTMENT	Export
9.	CHRONICFU	Export
10.	LABFU	Export
11.	SURVEILLANCE	Export

ลำดับ	hospcode	cid	pid	hid	prename	no
1	02407	3260200	003023	6	005	16
2	02407	3260200	000074	20	005	16
3	02407	3260200	000285	84	005	16
4	02407	3260200	000337	108	003	16
5	02407	3260200	000487	149	005	16
6	02407	3250401	000636	215	003	16
7	02407	3100902	000988	355	003	16
8	02407	1269900	001004	581	004	16
9	02407	1269900	001016	365	004	16
10	02407	3260200	001047	372	005	16
11	02407	3260200	001080	390	003	16
12	02407	3260200	001433	93	005	16
13	02407	3260200	001719	476	005	16
14	02407	2260200	001724	391	003	16
15	02407	3260200	002504	507	003	16
16	02407	1269900	002832	419	004	16
17	02407	3260200	003091	507	004	16
18	02407	3260200	003259	209	005	16
19	02407	3720400	003261	209	003	16
20	02407	3659900	003356	445	003	16
21	02407	3100700	003818	507	005	16
22	02407	1269900	003819	507	003	16
23	02407	3260200	003876	78	003	16
24	02407	3269900	003895	532	005	16

Log: 2021-09-01 17:03:55... CARD, 2021-09-01 17:03:56... ADDRESS, 2021-09-01 17:03:56... DRUGALLERY, Update CID->PB

สถานะสำเร็จข้อมูล, ยังไม่ได้อัปเดตการสำรองข้อมูล, กรุณาแจ้งผู้ดูแลให้ทำการสำรองข้อมูล!